



designed for scientists



C-MAG HS 7 Package

/// Bảng dữ liệu

C-MAG HS 7 Package

Magnetic stirrer with heating and ceramic heating plate which offers excellent chemical resistance.

Powerful motor for stirring quantities of up to 10 l (H₂O)

Fixed safety circuit of 550 °C

Hot Top indicator >> hot surface warning to prevent burns!

Exact temperature setting via digital display (LED)

With a contact thermometer, ETS-D5, enables precise temperature control, $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ (DIN 12878)

Digital error code display



designed for scientists

Elevated control panel for protection against leaking liquids

Phạm vi giao hàng

- C-MAG HS 7 digital
- C-MAG HS 7
- ETS-D5 Electronic contact thermometer
- Thanh đỡ H 16 V
- Thanh đỡ H 38
- Kẹp bộ H 44



designed for scientists

Dữ liệu kỹ thuật

Số vị trí khuấy	1
Lượng tối đa cho mỗi vị trí khuấy (H ₂ O) [l]	10
Tải tối đa [kg]	15
Công suất đầu ra động cơ [W]	1.5
Hướng quay	trái
Kiểm soát tốc độ	thang 0 - 6
Thang tốc độ [rpm]	100 - 1500
Chiều dài cá từ tối đa [mm]	80
Tự gia nhiệt bởi tốc độ khuấy tối đa (RT: 22°C / thời gian: 1 giờ) [K]	+2
Công suất gia nhiệt [W]	1000
Hiển thị giá trị nhiệt độ cài đặt	LED
Phạm vi gia nhiệt [°C]	50 - 500
Kiểm soát nhiệt	Núm xoay
Độ phân giải nhiệt độ cài đặt của đĩa gia nhiệt [K]	5
Kết nối đầu đo nhiệt độ ngoài	ETS-D5
Mạch an toàn cố định [°C]	550
Vật liệu đĩa gia nhiệt	gốm
Kích thước đĩa gia nhiệt [mm]	180 x 180
Tốc độ gia nhiệt (1l H ₂ O trong H1500) [K/min]	5
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) [mm]	220 x 105 x 335
Khối lượng [kg]	5
Nhiệt độ môi trường cho phép [°C]	5 - 40
Độ ẩm tương đối cho phép [%]	80
Cấp bảo vệ theo tiêu chuẩn DIN EN 60529	IP 21
Điện áp [V]	230
Tần số [Hz]	50/60
Công suất vào [W]	1020